

LIFEWAVE®

Y-age
glutathione

Y-age
carnosine

Y-age
aeon

Instructions

Vejledning | Anwendung | Mode d'emploi
Instruzioni | Instrucciones | Instrukcje
Pokyny | Arahan

INSTRUCTIONS FOR USE

Rotate through these point locations, using a Glutathione patch 5 to 7 days per week. You can use any of the point locations in this booklet for any Y-Age patch, but the preferred Glutathione locations are shown on page 7.

When combining Y-Age products, use any 2 patches on any 2 of the Y-Age point locations in this booklet, applying the patches on either the midline or right side of the body.

Apply the patches to clean, dry skin in the morning. Patches may be worn for up to 12 hours before discarding. Keep well hydrated while using this product.

Intended Use: To provide mild and temporary stimulation of acupressure points which improve the appearance of skin colour, texture and depth of wrinkles which combined with both Y-Age Aeon and Y-Age Carnosine. The device is a non-transdermal adhesive patch.

Warnings: Remove immediately if you feel discomfort or skin irritation occurs. Do not reuse patch once removed from the skin. For external use only. Do not ingest. Do not use on wounds or damaged skin. Ask a health professional before using if you have a health condition, any questions or concerns about your health. Do not use if pregnant or nursing. Product to be stored at room temperature.

BRUGSANVISNING

Rotér gennem disse punktplaceringer 5 til 7 dage om ugen ved brug af et glutathionplaster. Du kan bruge enhver punktplacering i dette hæfte til ethvert Y-Age-plaster, men de foretrukne glutathionplaceringer vises på side 7.

Brug, når du kombinerer Y-Age-produkter, ethvert af 2 plastre på ethvert af 2 Y-Age punktplaceringer i dette hæfte, idet plastrene enten påsættes kroppens midtlinje eller højre side.

Sæt plastrene på ren, tør hud om morgenen. Plastrene kan blive siddende i op til 12 timer inden bortskaffelse. Sørg for, at du har drukket masser af vand, mens du bruger dette produkt.

Advarsel: Skal straks fjernes hvis du mærker ubehag eller der opstår irritation på huden. Genbrug ikke plastret, efter at det er fjernet fra huden. Kun til udvortes brug. Må ikke indtages. Må ikke anvendes på sår eller beskadiget hud. Spørg din læge til r inden du bruger det, hvis du er syg, har spørgsmål eller er bekymret om dit helbred. Anvend ikke produktet, hvis du er gravid eller ammer. Produktet skal opbevares ved stuetemperatur.

ANWENDUNG

Verwenden Sie das Glutathion-Pflaster 5 bis 7 Tage pro Woche und versuchen Sie nacheinander diese Punkte. Sie können alle in dieser Broschüre gezeigten Punktplatzierungen auch für ein beliebiges Y-Age-Pflaster benutzen, aber die bevorzugten Stellen für das Glutathion-Pflaster sind auf Seite 7 dargestellt.

Wenn Sie Y-Age-Produkte kombinieren, verwenden Sie 2 Pflaster Ihrer Wahl an 2 beliebigen Y-Age-Punkten in dieser Broschüre und bringen Sie die Pflaster entweder an der Mittellinie oder der rechten Körperseite an.

Die Pflaster stets morgens auf die gesäuberte, trockene Haut aufbringen. Die Pflaster können bis zu 12 Stunden lang getragen werden. Danach bitte wegwerfen. Achten Sie darauf, dass der Körper bei der Verwendung des Produkts stets ausreichend mit Wasser versorgt ist.

Warnhinweise: Nehmen Sie das Pflaster bei Beschwerden oder Hautreizungen sofort ab. Ein von der Haut abgenommenes Pflaster darf nicht wiederverwendet werden. Nur zur äußeren Anwendung. Nicht zum Verzehr bestimmt. Nicht auf Wunden oder beschädigter Haut anbringen. Wenn Sie an einer Krankheit leiden oder wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich an einen Arzt. Die Pflaster dürfen nicht von schwangeren oder stillenden Frauen verwendet werden. Das Produkt sollte bei Raumtemperatur gelagert werden.

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

Alternez les emplacements indiqués en utilisant un patch Glutathion 5 à 7 jours par semaine. Vous pouvez utiliser n'importe lequel des emplacements indiqués dans ce livret pour tout patch Y-Age, toutefois les emplacements privilégiés pour le patch Glutathione sont indiqués à la page 7.

Si vous combinez des produits Y-Age, utilisez 2 patches sur n'importe lesquels des emplacements indiqués dans ce livret, en appliquant les patchs soit sur la ligne médiane soit sur le côté droit de votre corps.

Appliquer les patches le matin, sur une peau propre et sèche. Les patches peuvent être portés pendant 12 heures maximum (jetez-les ensuite). Veillez à bien vous hydrater lorsque vous utilisez ce produit.

Avertissements: Retirer immédiatement en cas de gêne ou d'irritation de la peau. Ne pas réutiliser un patch qui a été décollé de la peau. Réserver à l'usage externe. Ne pas avaler. Ne pas utiliser sur des plaies ou une peau abîmée. Demander l'avis d'un professionnel de la santé avant toute utilisation du produit en cas de problèmes de santé ou pour toute question ou réserve sur votre état de santé. Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l'allaitement. Le produit doit être stocké à température ambiante.

ISTRUZIONI PER L'USO

Ruotare tra i punti indicati, usando un cerotto al glutathione da 5 a 7 giorni la settimana. Per qualunque cerotto Y-Age è possibile usare una qualunque delle posizioni dell'opuscolo, ma la posizione preferita per il cerotto al glutathione è mostrata a pagina 7.

Quando si combinano i prodotti Y-Age, usare 2 cerotti su 2 qualunque dei punti Y-Age indicati in quest'opuscolo, applicando i cerotti sulla linea mediana del corpo oppure sulla parte destra del corpo.

Applicare i cerotti sulla pelle pulita e asciutta, al mattino. L'applicazione può durare fino a 12 ore, prima della rimozione. Bere molta acqua quando si usa il prodotto.

Avvertenze: rimuovere subito nel caso di sensazione spiacevole o irritazione cutanea. Non riutilizzare il cerotto dopo averlo tolto dalla pelle. Solo per uso esterno. Non ingerire. Non utilizzare su ferite o cute danneggiata. Rivolgersi ad un professionista prima dell'uso nel caso di problemi di salute, di domande o dubbi in relazione alla propria salute. Non utilizzare nel caso di gravidanza o di allattamento. Il prodotto deve essere conservato a temperatura ambiente.

INSTRUCCIONES DE USO

Cambie por orden entre estos puntos de colocación usando un parche de glutathión de 5 a 7 días por semana. Puede utilizar cualquiera de los puntos de colocación que se muestran en este folleto y aplique el parche Y-Age; no obstante, las colocaciones preferidas del parche de glutathión son las que figuran en la página 7.

Al combinar los productos Y-Age, use 2 parches cualesquiera sobre 2 de los puntos de colocación de Y-Age que figuran en este folleto y aplique los parches sobre la línea central o el lado derecho del cuerpo.

Coloque los parches por la mañana sobre la piel seca y limpia. Los parches pueden usarse durante un máximo de 12 horas antes de desecharlos. Debe mantenerse muy bien hidratado mientras use este producto.

Advertencias: Retire inmediatamente el parche si siente alguna molestia o irritación en la piel. No debe reutilizar los parches una vez retirados de la piel. Sólo para uso externo, no deben ingerirse. No use los parches en piel con heridas o dañada. Si sufre algún problema de salud, consulte a un profesional sanitario antes de usar los parches. No deben usarse si está embarazada o en período de lactancia. El producto debe conservarse a temperatura ambiente.

SPOSÓB UŻYCIA

Plastry Glutathione należy stosować naprzemiennie w tych punktach, 5 do 7 dni w tygodniu. Plastry można stosować w dowolnych z wymienionych w niniejszej broszurce punktów dla Y-Age, jednak punkty zalecane dla plastrów Glutathione pokazano na stronie 7.

Stosując razem różne produkty Y-Age, należy przykleić dowolne 2 plastry w dowolnych 2 punktach Y-Age wskazanych w tej broszurce, nakładając plastry w linii środkowej lub po prawej stronie ciała.

Plastry należy przyklejać rano na czystą i suchą skórę. Plastry można nosić przez okres do 12 godzin. W czasie stosowania tych produktów należy pamiętać o spożywaniu dużej ilości płynów.

Ostrzeżenia: W przypadku odczuwania dyskomfortu lub podrażnienia skóry należy natychmiast usunąć plaster. Po usunięciu plastra ze skóry nie należy go ponownie przyklejać. Stosować wyłącznie zewnątrz. Nie spożywać. Nie stosować na rany ani na uszkodzoną skórę. Przed zastosowaniem plastrów, osoby ze schorzeniami, które mają pytania lub wątpliwości dotyczące zdrowia, powinny skonsultować się z lekarzem. Nie stosować w okresie ciąży lub karmienia piersią. Produkt powinien być przechowywany w temperaturze pokojowej.

NÁVOD NA POUŽITIE

Náplast Glutathione používajte 5 až 7 dní týždni a striedajte jej umiestnenie medzi týmito miestami. Môžete použiť ktorýkoľvek bod v tejto brožúre pre hociktorú Y - age náplast, avšak uprednostňované miesta pre náplast Glutathione je na strane 7.

Pri kombinovaní produktov Y-Age môžete umiestniť ktorékoľvek 2 náplasti na ktorékoľvek 2 body uvedených umiestnení Y-Age v tejto brožúre, pričom náplasti nalepíte na strednú alebo pravú časť tela.

Náplasti nalepíte ráno na čistú, suchú kožu. Náplasti je možné nosiť až 12 hodín. Potom ich zlikvidujte. Keď budete používať tento produkt, dodržujte pitný režim a dostatočnú hydratáciu.

Varovanie: Ak sa objavia neprijemné vnemy alebo podráždenie kože, ihneď odstráňte. Po odlepení z kože už náplast znovu nepoužívajte. Urcené iba na vonkajšie použitie. Nepožívajtie. Nepoužívajte na poranú alebo poškodenú kožu. Ak trpíte na nejaké ochorenie, máte otázky alebo obavy osvoje zdravie, poraďte sa pred použitím tohto výrobku s lekárom. Tehotné a dojacie ženy nesmú výrobok používať. Izdelek je treba hraniti pri sobni temperaturi.

ARAHAN PENGGUNAAN

Putar melalui lokasi titik ini, menggunakan tampalan Glutation 5 hingga 7 hari seminggu. Anda boleh menggunakan mana-mana lokasi titik dalam buku kecil ini untuk mana-mana tampalan Y-Age, tetapi lokasi Glutathione pilihan ditunjukkan pada halaman 7.

Semasa menggabungkan produk Y-Age, gunakan mana-mana 2 tampalan pada mana-mana 2 daripada lokasi titik Y-Age dalam buku kecil ini, meletakkan tampalan tersebut pada sama ada garis tengah atau sebelah kiri badan. Tampalkan tampalan itu pada kulit yang bersih dan kering pada waktu pagi.

Tampalan boleh dipakai hingga 12 jam sebelum dibuang. Pastikan anda sentiasa terhidrat semasa menggunakan produk ini.

Penggunaan: Untuk memberikan rangsangan ringan dan sementara titik akupresur yang memperbaiki penampilan warna kulit, tekstur dan kedalaman kedutan yang digabungkan dengan kedua-dua Y-Age Aeon dan Y-Age Carnosine. Peranti ini adalah tampalan pekat bukan transdermal.

Amaran: Tanggalkan segera jika anda rasa tidak selesa atau kerengsaan kulit berlaku. Jangan gunakan semula tampalan setelah ditanggalkan dari kulit. Untuk kegunaan luaran sahaja. Jangan dimakan. Jangan gunakan pada luka atau kulit yang rosak. Tanya ahli profesional kesihatan sebelum menggunakannya jika anda mempunyai masalah kesihatan, apa-apa soalan atau kebimbangan tentang kesihatan anda. Jangan gunakan jika anda hamil atau menyusukan bayi. Produk untuk disimpan pada suhu bilik



INSTRUCTIONS FOR USE

Rotate through these point locations, using a Carnosine patch 1 to 3 days per week. You can use any of the point locations in this booklet for any Y-Age patch, but the preferred Carnosine locations are shown on page 13.

When combining Y-Age products, use any 2 patches on any 2 of the Y-Age point locations in this booklet, applying the patches on either the midline or right side of the body.

Apply the patches to clean, dry skin in the morning. Patches may be worn for up to 12 hours before discarding. Keep well hydrated while using this product.

Intended Use: To provide mild and temporary stimulation of acupuncture points which improve in energy flow, heart strength, flexibility, reduces stiffness and stress which supports a healthy inflammatory response. Also help to improve in the appearance of skin colour, texture and depth of wrinkles which combined with both Y-Age Glutathione and Y-Age Aeon. The device is a non-transdermal adhesive patch.

Warnings: Remove immediately if you feel discomfort or skin irritation occurs. Do not reuse patch once removed from the skin. For external use only. Do not ingest. Do not use on wounds or damaged skin. Ask a health professional before using if you have a health condition, any questions or concerns about your health. Do not use if pregnant or nursing. Product to be stored at room temperature.

BRUGSANVISNING

Rotér gennem disse punktplaceringer 1 til 3 dage om ugen ved brug af et carnosinplaster. Du kan bruge enhver punktplacering i dette hæfte til ethvert Y-Age-plaster, men de foretrukne carnosinplaceringer vises på side 13.

Brug, når du kombinerer Y-Age-produkter, ethvert af 2 plastre på ethvert af 2 Y-Age punktplaceringer i dette hæfte, idet plastrerne enten påsættes kroppens midtlinje eller højre side.

Sæt plastrerne på ren, tør hud om morgenen. Plastrerne kan blive siddende i op til 12 timer inden bortskaffelse. Sørg for, at du har drukket masser af vand, mens du bruger dette produkt.

Advarsel: Skal straks fjernes hvis du mærker ubehag eller der opstår irritation på huden. Genbrug ikke plastrer, efter at det er fjernet fra huden. Kun til udvortes brug. Må ikke indtages. Må ikke anvendes på sår eller beskadiget hud. Spørg din læge til r inden du bruger det, hvis du er syg, har spørgsmål eller er bekymret om dit helbred. Anvend ikke produktet, hvis du er gravid eller ammer. Produktet skal opbevares ved stuetemperatur.

ANWENDUNG

Verwenden Sie das Carnosine-Pflaster 1 bis 3 Tage pro Woche und versuchen Sie nacheinander diese Punkte. Sie können alle in dieser Broschüre gezeigten Punktplatzierungen auch für ein beliebiges Y-Age-Pflaster benutzen, aber die bevorzugten Stellen für das Carnosine-Pflaster sind auf Seite 13 dargestellt.

Wenn Sie Y-Age-Produkte kombinieren, verwenden Sie 2 Pflaster Ihrer Wahl an 2 beliebigen Y-Age-Punkten in dieser Broschüre und bringen Sie die Pflaster entweder an der Mittellinie oder der rechten Körperseite an.

Die Pflaster stets morgens auf die gesäuberte, trockene Haut aufbringen. Die Pflaster können bis zu 12 Stunden lang getragen werden. Danach bitte wegwerfen. Achten Sie darauf, dass der Körper bei der Verwendung des Produkts stets ausreichend mit Wasser versorgt ist.

Warnhinweise: Nehmen Sie das Pflaster bei Beschwerden oder Hautreizungen sofort ab. Ein von der Haut abgenommenes Pflaster darf nicht wiederverwendet werden. Nur zur äußeren Anwendung. Nicht zum Verzehr bestimmt. Nicht auf Wunden oder beschädigter Haut anbringen. Wenn Sie an einer Krankheit leiden oder wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich an einen Arzt. Die Pflaster dürfen nicht von schwangeren oder stillenden Frauen verwendet werden. Das Produkt sollte bei Raumtemperatur gelagert werden.

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

Alternez les emplacements indiqués en utilisant un patch Carnosine 1 à 3 jours par semaine. Vous pouvez utiliser n'importe lequel des emplacements indiqués dans ce livret pour tout patch Y-Age, toutefois les emplacements privilégiés pour le patch Carnosine sont indiqués à la page 13.

Si vous combinez des produits Y-Age, utilisez 2 patchs sur n'importe lesquels des emplacements indiqués dans ce livret, en appliquant les patchs soit sur la ligne médiane soit sur le côté droit de votre corps.

Appliquer les patchs le matin, sur une peau propre et sèche. Les patchs peuvent être portés pendant 12 heures maximum (jetez-les ensuite). Veillez à bien vous hydrater lorsque vous utilisez ce produit.

Avertissements: Retirer immédiatement en cas de gêne ou d'irritation de la peau. Ne pas réutiliser un patch qui a été décollé de la peau. Réserve à l'usage externe. Ne pas avaler. Ne pas utiliser sur des plaies ou une peau abîmée. Demander l'avis d'un professionnel de la santé avant toute utilisation du produit en cas de problèmes de santé ou pour toute question ou réserve sur votre état de santé. Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l'allaitement. Le produit doit être stocké à température ambiante.

ISTRUZIONI PER L'USO

Ruotare tra i punti indicati, usando un cerotto alla carnosina da 1 a 3 giorni la settimana. Per qualunque cerotto Y-Age è possibile usare una qualunque delle posizioni dell'opuscolo, ma la posizione preferita per il cerotto alla carnosina è mostrata a pagina 13.

Quando si combinano i prodotti Y-Age, usare 2 cerotti su 2 qualunque dei punti Y-Age indicati in quest'opuscolo, applicando i cerotti sulla linea mediana del corpo oppure sulla parte destra del corpo.

Applicare i cerotti sulla pelle pulita e asciutta, al mattino. L'applicazione può durare fino a 12 ore, prima della rimozione. Bere molta acqua quando si usa il prodotto.

Avvertenze: rimuovere subito nel caso di sensazione spiacevole o irritazione cutanea. Non riutilizzare il cerotto dopo averlo tolto dalla pelle. Solo per uso esterno. Non ingerire. Non utilizzare su ferite o cute danneggiata. Rivolgersi ad un professionista prima dell'uso nel caso di problemi di salute, di domande o dubbi in relazione alla propria salute. Non utilizzare nel caso di gravidanza o di allattamento. Il prodotto deve essere conservato a temperatura ambiente.

INSTRUCCIONES DE USO

Cambie por orden entre estos puntos de colocación, usando un parche de carnosina de 1 a 3 días por semana. Puede utilizar cualquiera de los puntos de colocación que se muestran en este folleto para el parche Y-Age; no obstante, las colocaciones preferidas del parche de carnosina son las que figuran en la página 13.

Al combinar los productos Y-Age, use 2 parches cualesquiera sobre 2 de los puntos de colocación de Y-Age que figuran en este folleto y aplique los parches sobre la línea central o el lado derecho del cuerpo.

Coloque los parches por la mañana sobre la piel seca y limpia. Los parches pueden usarse durante un máximo de 12 horas antes de desecharlos. Debe mantenerse muy bien hidratado mientras use este producto.

Advertencias: Retire inmediatamente el parche si siente alguna molestia o irritación en la piel. No debe reutilizar los parches una vez retirados de la piel. Sólo para uso externo, no deben ingerirse. No use los parches en piel con heridas o dañada. Si sufre algún problema de salud, consulte a un profesional sanitario antes de usar los parches. No deben usarse si está embarazada o en período de lactancia. El producto debe conservarse a temperatura ambiente.

SPOSÓB UŽYCIA

Plastry Carnosine należy stosować naprzemiennie w tych punktach, 1 do 3 dni w tygodniu. Plastry można stosować w dowolnych z wymienionych w niniejszej broszurze punktów dla plasterów Y-Age, jednak punkty zalecane dla plasterów Carnosine pokazano po prawej stronie.

Stosując razem różne produkty Y-Age, należy przykleić dowolne 2 plastry w dowolnych 2 punktach Y-Age wskazanych w tej broszurze, nakładając plastry w linii środkowej lub po prawej stronie ciała.

Plastry należy przyklejać rano na czystą i suchą skórę. Plastry można nosić przez okres do 12 godzin. W czasie stosowania tych produktów należy pamiętać o spożywaniu dużej ilości płynów.

Ostrzeżenia: W przypadku odczuwania dyskomfortu lub podrażnienia skóry należy natychmiast usunąć plaster. Po usunięciu plastru za skórę nie należy go ponownie przyklejać. Stosować wyłącznie zewnętrznie. Nie spożywać. Nie stosować na rany ani na uszkodzoną skórę. Przed zastosowaniem plasterów, osoby ze schorzeniami, które mają pytania lub wątpliwości dotyczące zdrowia, powinny skonsultować się z lekarzem. Nie stosować w okresie ciąży lub karmienia piersią. Produkt powinien być przechowywany w temperaturze pokojowej.

NÁVOD NA POUŽITIE

Náplast Carnosine používajte 1 až 3 dni vtýždni astriedajte jej umiestnenie medzi týmito miestami. Môžete použiť ktorýkoľvek bod v tejto brožúre pre hociktorú Y - age náplast, avšak uprednostňované miesta pre náplast Carnosine je na strane 13.

Pri kombinovaní produktov Y-Age môžete umiestniť ktorékoľvek 2náplasti na ktorékoľvek 2body z uvedených umiestnení Y-Age v tejto brožúre, pričom náplasti nalepíte na strednú alebo pravú časť tela.

Náplasti nalepte ráno na čistú, suchú kožu. Náplasti je možné nosiť až 12hodín. Potom ich zlikvidujte. Keď budete používať tento produkt, dodržujte pitný režim a dostatočnú hydratáciu.

Varovanie: Ak sa objavia neprijemné vnemy alebo podráždenie kože, ihneď odstráňte. Po odlepení zkože už náplast znovu nepoužívajte. Urcené iba na vonkajšie použitie. Nepožívajte. Nepoužívajte na poranú ani poškodenú kožu. Ak trpíte na nejaké ochorenie, máte otázky alebo obavy o svoje zdravie, poraďte sa pred použitím tohto výrobku s lekárom. Tehotné a dojacie ženy nesmú výrobok používať. Izdelek je treba hraniti pri sobni temperaturi.

ARAHAN PENGGUNAAN


Putar melalui lokasi titik ini, menggunakan tampalan Karnosin 1 hingga 3 hari seminggu. Anda boleh menggunakan mana-mana lokasi titik di dalam buku kecil ini untuk apa-apa tampalan Y-Age, tetapi lokasi karnosin yang diutamakan ditunjukkan pada halaman 13.

Semasa menggabungkan produk Y-Age, gunakan mana-mana 2 tampalan pada mana-mana 2 daripada lokasi titik Y-Age dalam buku kecil ini, meletakkan tampalan tersebut pada sama ada garis tengah atau sebelah kiri badan.

Letakkan tampalan tersebut pada kulit yang bersih dan kering pada waktu pagi. Tampalan boleh dipakai hingga 12 jam sebelum dibuang. Pastikan anda sentiasa terhidrat semasa menggunakan produk ini.

Penggunaan: Untuk memberikan rangsangan ringan dan sementara titik akupresur yang meningkatkan aliran tenaga, kekuatan jantung, fleksibiliti, mengurangkan ketegangan otot dan tekanan yang menyokong tindak balas keradangan yang sihat. Juga membantu memperbaiki penampilan warna kulit, tekstur dan kedutan apabila digabungkan dengan Y-Age Glutathione dan Y-Age Aeon. Peranti ini adalah tampalan pelekat bukan transdermal.

Amaran: Tanggalkan segera jika anda rasa tidak selesa atau kerengsaan kulit berlaku. Jangan gunakan semula tampalan setelah ditanggalkan dari kulit. Untuk kegunaan luaran sahaja. Jangan dimakan. Jangan gunakan pada luka atau kulit yang rosak. Tanya ahli profesional kesihatan sebelum menggunakannya jika anda mempunyai masalah kesihatan, apa-apa soalan atau kebimbangan tentang kesihatan anda. Jangan gunakan jika anda hamil atau menyusukan bayi. Produk untuk disimpan pada suhu bilik



INSTRUCTIONS FOR USE

Rotate through these point locations, using an Aeon patch 5 to 7 days per week. You can use any of the point locations in this booklet for any Y-Age patch, but the preferred Aeon locations are shown on page 19.

When combining Y-Age products, use any 2 patches on any 2 of the Y-Age point locations in this booklet, applying the patches on either the midline or right side of the body.

Apply the patches to clean, dry skin in the morning. Patches may be worn for up to 12 hours before discarding. Keep well hydrated while using this product.

Intended Use: To provide mild and temporary stimulation of acupressure points which promotes relaxation, reduces stiffness and stress which supports a healthy inflammatory response, improve in the appearance of skin colour, texture and depth of wrinkles which combined with both Y-Age Glutathione and Y-Age Carnosine. To provide pain relief when Aeon is combined with a set of IceWave patches. The device is a non-transdermal adhesive patch.

Warnings: Remove immediately if you feel discomfort or skin irritation occurs. Do not reuse patch once removed from the skin. For external use only. Do not ingest. Do not use on wounds or damaged skin. Ask a health professional before using if you have a health condition, any questions or concerns about your health. Do not use if pregnant or nursing. Product to be stored at room temperature.

ANWENDUNG

Verwenden Sie ein Aeon-Pflaster 5 bis 7 Tage pro Woche und versuchen Sie nacheinander diese Punkte. Sie können alle in dieser Broschüre gezeigten Punktplatzierungen auch für ein beliebiges Y-Age-Pflaster benutzen, aber die bevorzugten Stellen für das Aeon-Pflaster sind auf Seite 19 dargestellt.

Wenn Sie Y-Age-Produkte kombinieren, verwenden Sie 2 Pflaster Ihrer Wahl an 2 beliebigen Y-Age-Punkten in dieser Broschüre und bringen Sie die Pflaster entweder an der Mittellinie oder der rechten Körperseite an.

Die Pflaster stets morgens auf die gesäuberte, trockene Haut aufbringen. Die Pflaster können bis zu 12 Stunden lang getragen werden. Danach bitte wegwerfen. Achten Sie darauf, dass der Körper bei der Verwendung des Produkts stets ausreichend mit Wasser versorgt ist.

Warnhinweise: Nehmen Sie das Pflaster bei Beschwerden oder Hautreizungen sofort ab. Ein von der Haut abgenommenes Pflaster darf nicht wiederverwendet werden. Nur zur äußeren Anwendung. Nicht zum Verzehr bestimmt. Nicht auf Wunden oder beschädigter Haut anbringen. Wenn Sie an einer Krankheit leiden oder wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich an einen Arzt. Die Pflaster dürfen nicht von schwangeren oder stillenden Frauen verwendet werden. Das Produkt sollte bei Raumtemperatur gelagert werden.

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

Alternez les emplacements indiqués en utilisant un patch Aeon 5 à 7 jours par semaine. Vous pouvez utiliser n'importe lequel des emplacements indiqués dans ce livret pour tout patch Y-Age, toutefois les emplacements privilégiés pour le patch Aeon sont indiqués à la page 19.

Si vous combinez des produits Y-Age, utilisez 2 patches sur n'importe lesquels des emplacements indiqués dans ce livret, en appliquant les patches soit sur la ligne médiane soit sur le côté droit de votre corps.

Appliquer les patches le matin, sur une peau propre et sèche. Les patches peuvent être portés pendant 12 heures maximum (jetez-les ensuite). Veillez à bien vous hydrater lorsque vous utilisez ce produit.

Avertissements: Retirer immédiatement en cas de gêne ou d'irritation de la peau. Ne pas réutiliser un patch qui a été décollé de la peau. Réserver à l'usage externe. Ne pas avaler. Ne pas utiliser sur des plaies ou une peau abîmée. Demander l'avis d'un professionnel de la santé avant toute utilisation du produit en cas de problèmes de santé ou pour toute question ou réserve sur votre état de santé. Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l'allaitement. Le produit doit être stocké à température ambiante.

BRUGSANVISNING

Rotér gennem disse punktplaceringer 5 til 7 dage om ugen ved brug af et Aeonplaster. Du kan bruge enhver punktplacering i dette hæfte til ethvert Y-Age-plaster, men de foretrukne Aeon-placeringer vises på side 19.

Brug, når du kombinerer Y-Age-produkter, ethvert af 2 plastre på ethvert af 2 Y-Age punktplaceringer i dette hæfte, idet plastrerne enten påsættes kroppens midtlinje eller højre side.

Sæt plastrerne på ren, tør hud om morgenen. Plastrerne kan blive siddende i op til 12 timer inden bortskaftelse. Sørg for, at du har drukket masser af vand, mens du bruger dette produkt.

Advarsel: Skal straks fjernes hvis du mærker ubehag eller der opstår irritation på huden. Genbrug ikke plastrer, efter at det er fjernet fra huden. Kun til udvortes brug. Må ikke indtages. Må ikke anvendes på sår eller beskadiget hud. Spørg din læge til r inden du bruger det, hvis du er syg, har spørgsmål eller er bekymret om dit helbred. Anvend ikke produktet, hvis du er gravid eller ammer. Produktet skal opbevares ved stuetemperatur.

ISTRUZIONI PER L'USO

Ruotare tra i punti indicati, usando un cerotto Aeon da 5 a 7 giorni la settimana. Per qualunque cerotto Y-Age è possibile usare una qualunque delle posizioni dell'opuscolo, ma la posizione preferita per il cerotto Aeon è mostrata a pagina 19.

Quando si combinano i prodotti Y-Age, usare 2 cerotti su 2 qualunque dei punti Y-Age indicati in quest'opuscolo, applicando i cerotti sulla linea mediana del corpo oppure sulla parte destra del corpo.

Applicare i cerotti sulla pelle pulita e asciutta, al mattino. L'applicazione può durare fino a 12 ore, prima della rimozione. Bere molta acqua quando si usa il prodotto.

Avvertenze: rimuovere subito nel caso di sensazione spiacevole o irritazione cutanea. Non riutilizzare il cerotto dopo averlo tolto dalla pelle. Solo per uso esterno. Non ingerire. Non utilizzare su ferite o cute danneggiata. Rivolgersi ad un professionista prima dell'uso nel caso di problemi di salute, di domande o dubbi in relazione alla propria salute. Non utilizzare nel caso di gravidanza o di allattamento. Il prodotto deve essere conservato a temperatura ambiente.

INSTRUCCIONES DE USO

Cambie por orden entre estos puntos de colocación, usando un parche Aeon de 5 a 7 días por semana. Puede utilizar cualquiera de los puntos de colocación que se muestran en este folleto para el parche Y-Age; no obstante, las colocaciones preferidas del parche Aeon son las que figuran en la página 19.

Al combinar los productos Y-Age, use 2 parches cualesquiera sobre 2 de los puntos de colocación de Y-Age que figuran en este folleto y aplique los parches sobre la línea central o el lado derecho del cuerpo.

Coloque los parches por la mañana sobre la piel seca y limpia. Los parches pueden usarse durante un máximo de 12 horas antes de desecharlos. Debe mantenerse muy bien hidratado mientras use este producto.

Advertencias: Retire inmediatamente el parche si siente alguna molestia o irritación en la piel. No debe reutilizar los parches una vez retirados de la piel. Sólo para uso externo, no deben ingerirse. No use los parches en piel con heridas o dañada. Si sufre algún problema de salud, consulte a un profesional sanitario antes de usar los parches. No deben usarse si está embarazada o en período de lactancia. El producto debe conservarse a temperatura ambiente.

SPOSÓB UŻYCIA

Plastry Aeon należy stosować naprzemiennie w tych punktach, 5 do 7 dni w tygodniu. Plastry można stosować w dowolnych z wymienionych w niniejszej broszurze punktach dla Y-Age, jednak punkty zalecane dla plastrów Aeon pokazano na stronie 19.

Stosując razem różne produkty Y-Age, należy przykleić dowolne 2 plastry w dowolnych 2 punktach Y-Age wskazanych w tej broszurze, nakładając plastry w linii środkowej lub po prawej stronie ciała.

Plastry należy przyklejać rano na czystą i suchą skórę. Plastry można nosić przez okres do 12 godzin. W czasie stosowania tych produktów należy pamiętać o spożywaniu dużej ilości płynów.

Ostrzeżenia: W przypadku odczuwania dyskomfortu lub podrażnienia skóry należy natychmiast usunąć plaster. Po usunięciu plastra za skórę nie należy go ponownie przyklejać. Stosować wyłącznie zewnętrznie. Nie spożywać. Nie stosować na rany ani na uszkodzoną skórę. Przed zastosowaniem plastrów, osoby ze schorzeniami, które mają pytania lub wątpliwości dotyczące zdrowia, powinny skonsultować się z lekarzem. Nie stosować w okresie ciąży lub karmienia piersią. Produkt powinien być przechowywany w temperaturze pokojowej.

NÁVOD NA POUŽITIE

Náplast Aeon používajte 5 až 7 dní vtýždni astriedajte jej umiestnenie medzi týmito miestami. Môžete použiť ktorýkoľvek bod v tejto brožúre pre hociktorú Y - age náplast, avšak uprednostňované miesta pre náplast Aeon je na strane 19.

Pri kombinovaní produktov Y-Age môžete umiestniť ktorékoľvek 2náplasti na ktorékoľvek 2body uvedených umiestnení Y-Age v tejto brožúre, pričom náplasti nalepíte na strednú alebo pravú časť tela.

Náplasti nalepte ráno na čistú, suchú kožu. Náplasti je možné nosiť až 12hodín. Potom ich zlikvidujte. Keď budete používať tento produkt, dodržujte pitný režim adostatočnú hydratáciu.

Varovanie: Ak sa objavia nepríjemné vnemy alebo podráždenie kože, ihneď odstráňte. Po odlepení kůže už náplast znova nepoužívajte. Urcené iba na vonkajšie použitie. Nepoživajte. Nepoužívajte na poranú ani poškodenú kožu. Ak trpíte na nejaké ochorenie, máte otázky alebo obavy osvoje zdravia, poradte sa pred použitím tohto výrobku s lekárom. Tehotné dojiace ženy nesmú výrobok používať. Výždelek je treba hraniť pri sobni temperaturi.

ARAHAN PENGGUNAAN


Putar melalui lokasi titik ini, menggunakan tampalan Aeon 5 hingga 7 hari seminggu. Anda boleh menggunakan mana-mana lokasi titik di dalam buku kecil ini untuk apa-apa tampalan Y-Age, tetapi lokasi Aeon yang diutamakan ditunjukkan pada halaman 19.

Semasa menggabungkan produk Y-Age, gunakan mana-mana 2 tampalan pada mana-mana 2 daripada lokasi titik Y-Age dalam buku kecil ini, meletakkan tampalan tersebut pada sama ada garis tengah atau sebelah kiri badan.



Letakkan tampalan tersebut pada kulit yang bersih dan kering pada waktu pagi. Tampalan boleh dipakai hingga 12 jam sebelum dibuang. Pastikan anda sentiasa terhidrat semasa menggunakan produk ini.

Penggunaan: Untuk memberikan rangsangan ringan dan sementara titik akupresur yang menggalakkan relaksasi, mengurangkan ketegangan otot dan tekanan yang menyokong tindak balas keradangan yang sihat, memperbaiki penampilan warna kulit, tekstur dan kedutan apabila digabungkan dengan Y-Age Glutathione dan Y-Age Carnosine. Memberikan kelegaan kesakitan apabila Aeon digabungkan dengan satu set tampalan IceWave. Peranti ini adalah tampalan pelekat bukan transdermal.

Amaran: Tanggalkan segera jika anda rasa tidak selesa atau kerengsaan kulit berlaku. Jangan gunakan semula tampalan setelah ditanggalkan dari kulit. Untuk kegunaan luaran sahaja. Jangan dimakan. Jangan gunakan pada luka atau kulit yang rosak. Tanya ahli profesional kesihatan sebelum menggunakannya jika anda mempunyai masalah kesihatan, apa-apa soalan atau kebimbangan tentang kesihatan anda. Jangan gunakan jika anda hamil atau menyusukan bayi. Produk untuk disimpan pada suhu bilik





	File name - YAGE031B-UN11 R04	COLOURS USED 
	Version - 1	
	Date - 13 Apr. 2023	
	Dimensions - 88.9W * 152.4 H	
	Software - InDesign CC 2023	
	Board Type - 130gsm gloss paper	

LifeWave Europe Ltd., Raheen Ind. Est., Athenry, Co. Galway H65 NW84, IRL.
+353 (0)91 874 600 | customerserviceeu@lifewave.com | www.lifewave.com

LifeWave, Inc., 9775 Businesspark Ave, San Diego, CA 92131, USA.
+1 (866)202 0065 | customerservice@lifewave.com | www.lifewave.com

LifeWave (M) Sdn Bhd, Level 1, Tower 1, Avenue 3, The Horizon Phase 1, Jalan Kerinchi,
Bangsar South, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia.
Email: customerservicemy@lifewave.com