



LIFEWAVE®

energy enhancer

Instructions

Vejledning | Anwendung | Mode d'emploi

Instruzioni | Instrucciones | Instrukcje

Pokyny | Arahan

INSTRUCTIONS FOR USE

Place one set of Energy patches on the body, using one of the locations shown on page 7. Always place the WHITE patch on the RIGHT side of the body, the TAN patch on the LEFT side of the body.

Apply the patches to clean, dry skin in the morning. Patches may be worn for up to 12 hours before discarding. Keep well hydrated while using this product.

Intended Use: To provide light and temporary stimulation to an acupuncture point that results in an increase in energy flow and overall fitness. The device is a non-transdermal adhesive patch.

Warnings: Remove immediately if you feel discomfort or skin irritation occurs. Do not reuse patch once removed from the skin. For external use only. Do not ingest. Do not use on wounds or damaged skin. Ask a health professional before using if you have a health condition, any questions or concerns about your health. Do not use if pregnant or nursing. Product to be stored at room temperature.

BRUGSANVISNING

Anbring et sæt Energy-plastre på kroppen på et af de viste steder der vises på side 7. Anbring altid det HVIDE plaster på HØJRE side af kroppen, og det FARVEDE plaster på VENSTRE side af kroppen.

Sæt plastrerne på ren, tør hud om morgenen. Plastrerne kan blive siddende i op til 12 timer inden bortskaffelse. Sørg for at drikke masser af vand, mens du bruger dette produkt.

Advarsel: Skal straks fjernes hvis du mærker ubehag eller der opstår irritation på huden. Genbrug ikke plastrer, efter at det er fjernet fra huden. Kun til udvortes brug. Må ikke indtages. Må ikke anvendes på sår eller beskadiget hud. Spørg din læge til r inden du bruger det, hvis du er syg, har spørgsmål eller er bekymret om dit helbred. Anvend ikke produktet, hvis du er gravid eller ammer. Produktet skal opbevares ved stuetemperatur.

ANWENDUNG

Bringen Sie einen Satz Energiepflaster an den gezeigten Stellen am Körper auf Seite 7. Bringen Sie immer das WEISSE Pflaster an der RECHTEN Körperseite und das HELLBRAUNE Pflaster an der LINKEN Körperseite an.

Die Pflaster stets morgens auf der gesäuberten, trockenen Haut anbringen. Die Pflaster können bis zu 12 Stunden lang getragen werden. Danach bitte wegwerfen. Achten Sie darauf, dass der Körper bei der Verwendung des Produkts stets ausreichend mit Wasser versorgt ist.

Warnhinweise: Nehmen Sie das Pflaster bei Beschwerden oder Hautreizungen sofort ab. Ein von der Haut abgenommenes Pflaster darf nicht wiederverwendet werden. Nur zur äußeren Anwendung. Nicht zum Verzehr bestimmt. Nicht auf Wunden oder beschädigter Haut anbringen. Wenn Sie an einer Krankheit leiden oder wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich an einen Arzt. Die Pflaster dürfen nicht von schwangeren oder stillenden Frauen verwendet werden. Das Produkt sollte bei Raumtemperatur gelagert werden.

MODE D'EMPLOI

Placez un ensemble de patchs Energy (Énergie) à l'un des endroits indiqués à la page 7. Placez toujours le patch BLANC du côté DROIT du corps et le patch BEIGE du côté GAUCHE du corps.

Appliquez les patchs le matin, sur une peau propre et sèche. Les patchs peuvent être portés pendant 12 heures maximum, avant d'être jetés. Veillez à bien vous hydrater lorsque vous utilisez ce produit.

Avertissements: Retirer immédiatement en cas de gêne ou d'irritation de la peau. Ne pas réutiliser un patch qui a été décollé de la peau. Réservé à l'usage externe. Ne pas avaler. Ne pas utiliser sur des plaies ou une peau abîmée. Demander l'avis d'un professionnel de la santé avant toute utilisation du produit en cas de problèmes de santé ou pour toute question ou réserve sur votre état de santé. Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l'allaitement. Le produit doit être stocké à température ambiante.

ISTRUZIONI PER L'USO

Applicare una serie di cerotti Energy sul corpo, usando una delle posizioni indicato a pagina 7. Collocare sempre il cerotto BIANCO sul lato DESTRO del corpo ed il cerotto MARRONE CHIARO sul lato SINISTRO del corpo.

Applicare i cerotti sulla pelle pulita e asciutta, al mattino. L'applicazione può durare fino a 12 ore, prima della rimozione. Bere molta acqua durante l'uso del prodotto.

Avvertenze: rimuovere subito nel caso di sensazione spiacevole o irritazione cutanea. Non riutilizzare il cerotto dopo averlo tolto dalla pelle. Solo per uso esterno. Non ingerire. Non utilizzare su ferite o cute danneggiata. Rivolgersi ad un professionista prima dell'uso nel caso di problemi di salute, di domande o dubbi in relazione alla propria salute. Non utilizzare nel caso di gravidanza o di allattamento. Il prodotto deve essere conservato a temperatura ambiente.

SPOSÓB UŻYCIA

Przyklej jeden zestaw plastrów na ciało, w jednym z pokazanych miejsc. BIAŁY plaster należy zawsze przyklejać po PRAWEJ stronie ciała, a BRAZOWY plaster po LEWEJ stronie.

Plastry należy przyklejać rano na czystą i suchą skórę. Plastry można nosić przez okres do 12 godzin. W czasie stosowania tych produktów należy pamiętać o spożywaniu dużej ilości płynów.

Ostrzeżenia: W przypadku odczuwania dyskomfortu lub podrażnienia skóry należy natychmiast usunąć plaster. Po usunięciu plastra ze skóry nie należy go ponownie przyklejać. Stosować wyłącznie zewnętrznie. Nie spożywać. Nie stosować na rany ani na uszkodzoną skórę. Przed zastosowaniem plastrów, osoby ze schorzeniami, które mają pytania lub wątpliwości dotyczące zdrowia, powinny skonsultować się z lekarzem. Nie stosować w okresie ciąży lub karmienia piersią. Produkt powinien być przechowywany w temperaturze pokojowej.

INSTRUCCIONES DE USO

Coloque un juego de parches Energy en una de las partes del cuerpo que se muestran en la página 7. Coloque siempre el parche BLANCO en el lado DERECHO del cuerpo y el parche MARRÓN CLARO en el lado IZQUIERDO.

Coloque los parches por la mañana sobre la piel seca y limpia. Los parches pueden usarse durante un máximo de 12 horas antes de desecharlos. Debe mantenerse muy bien hidratado mientras use este producto.

Advertencias: Retire inmediatamente el parche si siente alguna molestia o irritación en la piel. No debe reutilizar los parches una vez retirados de la piel. Sólo para uso externo, no deben ingerirse. No use los parches en piel con heridas o dañada. Si sufre algún problema de salud, consulte a un profesional sanitario antes de usar los parches. No deben usarse si está embarazada o en período de lactancia. El producto debe conservarse a temperatura ambiente.

NÁVOD NA POUŽITIE

Umístňte jeden set náplastí na telo na jedno z uvedených miest. BIELU náplast nalepte vždy na PRAVÚ stranu tela, SVETLOHNEDÚ náplast na LAVÚ stranu tela.

Náplasti nalepte ráno na čistú, suchú kožu. Náplasti je možné nosiť až 12hodín. Potom ich zlikvidujte. Keď budete používať tento produkt, dodržujte pitný režim a dostatočnú hydratáciu.

Varovanie: Ak sa objavia nepríjemné vnemy alebo podráždenie kože, ihneď odstráňte. Po odlepení zkože už náplast nepoužívajte. Urcené iba na vonkajšie použitie. Nepoužívajte. Nepoužívajte na poranenú ani poškodenú kožu. Ak trpíte na nejaké ochorenie, máte otázky alebo obavy osvoje zdravie, poraďte sa pred použitím tohto výrobku s lekárom. Tehotné a dojacie ženy nesmú výrobok používať. Izdelek je treba hraniti pri sobni temperaturi.


ARAHAN PENGGUNAAN

Letakkan satu set tampalan Energy pada badan, menggunakan satu daripada lokasi yang ditunjukkan pada halaman 7. Sentiasa letakkan tampalan PUTIH di sisi KANAN badan, tampalan PERANG di sisi KIRI badan.



Tampalkan tampalan itu pada kulit yang bersih dan kering pada waktu pagi. Tampalan boleh dipakai hingga 12 jam sebelum dibuang. Pastikan anda sentiasa terhidrat semasa menggunakan produk ini.

Penggunaan: Untuk memberikan rangsangan ringan dan sementara kepada titik akupresur yang menghasilkan peningkatan aliran tenaga dan kecergasan menyeluruh. Peranti ini adalah tampalan pelekat bukan transdermal.

Amaran: Tanggalkan segera jika anda rasa tidak selesa atau kerengsaan kulit berlaku. Jangan gunakan semula tampalan setelah ditanggalkan dari kulit. Untuk kegunaan luaran sahaja. Jangan dimakan. Jangan gunakan pada luka atau kulit yang rosak. Tanya ahli profesional kesihatan sebelum menggunakannya jika anda mempunyai masalah kesihatan, apa-apa soalan atau kebimbangan tentang kesihatan anda. Jangan gunakan jika anda hamil atau menyusukan bayi. Produk untuk disimpan pada suhu bilik.





	File name	- EE02IB-UN11 R04	COLOURS USED 
	Version	- 1	
	Date	- 22 Mar. 2023	
	Dimensions	- 88.9W * 152.4 H	
	Software	- InDesign CC 2023	
	Board Type	- 130gsm Gloss paper	

LifeWave Europe Ltd., Raheen Ind. Est., Athenry, Co. Galway H65 NW84, IRL.
+353 (0)91 874 600 | customerserviceeu@lifewave.com | www.lifewave.com

LifeWave, Inc., 9775 Businesspark Ave, San Diego, CA 92131, USA.
+1 (866)202 0065 | customerservice@lifewave.com | www.lifewave.com

LifeWave (M) Sdn Bhd, Level 1, Tower 1, Avenue 3, The Horizon Phase 1,
Jalan Kerinchi, Bangsar South, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia.
Email: customerservicemy@lifewave.com